

BIO-CONE

Drehbare Elektrode zur Konusbiopsie
Rotational Cone Biopsy Electrode

Einfache, patientenfreundliche und zuverlässige Handhabung

Die unkomplizierte Methode zur Durchführung von Konusbiopsien in Praxis und Klinik unter Lokalanästhesie oder Maskennarkose, bei der es nur zu geringer oder gar keiner Blutung kommt.

Isolierte Komponenten zum Schutz des Patienten, Arztes und Personals.

Stabilisierungsdornen, kombiniert mit einer Rotationsnabe, sorgen für eine sichere und komfortable Anwendung.

Die kontrollierte Drahtführung ermöglicht einen sauberen und exakten Schnitt unter geringfügigster thermischer Beeinflussung. Die Gewebeprobe ist zur pathologischen Untersuchung bis in den Schnitttrand hinein beurteilbar.


Easy to use and safety for patients

A very easy method available to perform cone biopsy in an office or clinic under local or general anesthesia with less or no bleeding.


Insulated components ensure safety to the patient, physician and staff.

Stabilizing prongs in combination with rotational hub make sure an all over satisfaction in comfort and safety.


Controlled movement of wire produces a clean and smooth cut with a minimum of thermal influence. The tissue is conveniently secured for pathological evaluation, up to the cutting edges.




Neun Größen / Nine Sizes




Artikel-Nr.
Order No.
EL231812
klein / flach
small / flat




Artikel-Nr.
Order No.
EL231815
klein / medium
small / medium




Artikel-Nr.
Order No.
EL231818
klein / tief
small / deep




Artikel-Nr.
Order No.
EL232412
medium / flach
medium / flat




Artikel-Nr.
Order No.
EL232415
medium / medium
medium / medium




Artikel-Nr.
Order No.
EL232418
medium / tief
medium / deep



Artikel-Nr.
Order No.
EL233009
groß / flach
large / flat



Artikel-Nr.
Order No.
EL233012
groß / medium
large / medium



Artikel-Nr.
Order No.
EL233015
groß / tief
large / deep

Achtung: Für die BIO-CONE-Elektroden benötigen Sie ein Handstück für Elektroden mit 2,4 mm Schaftdurchmesser.
Caution: The BIO-CONE electrodes require a handpiece with a shaft diameter of 3/32" (2.4 mm).

Medizinischer Fall – siehe andere Seite
Medical case – see reverse side