

MR Dr. med. Klaus Graubner
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe

Breitscheidstraße 1a
39517 Tangerhütte

☎ (0 39 35) 2 83 97

eMail: klaus.graubner@t-online.de

Fax: (0 39 35) 21 30 06

Internet: www.klaus-graubner.de



MR Dr. med. Klaus Graubner • Breitscheidstraße 1a • D-39517 Tangerhütte

Meyer-Haake
Medical Innovations
Am Joseph 9

61273 Wehrheim

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Datum

Tangerhütte, 20.07.2005

BIO-CONE - Konisationselektrode

Sehr geehrte Frau Meyer-Haake,

heute möchte ich Ihnen auf Ihre freundlichen Mails antworten.

Ich verwende ein ERBE ICC 200, 120 Watt, zum Schneiden Stufe 1 und zum Koagulieren 60 Watt.

Der Vorteil der BIO-CONE-Konisationselektrode gegenüber den Loop-Schlingen besteht darin, dass durch die Fixierung mittels der Dornen eine exakte Rotation der Elektrode möglich ist. Außerdem erlaubt der sehr feine und relativ kurze Draht einen sehr zügigen und präzisen Schnitt. Das Resultat ist ein exakter Konus, da man nicht während des Schneidens "stecken bleibt" wie bei den Loop-Schlingen. Wegen der exakten Konusform wird weniger Zervikalgewebe entfernt, als das bei den Loop-Schlingen der Fall ist. Das kosmetische Resultat der Konisation ist ausgesprochen gut. Meist ist nicht mehr zu sehen, dass überhaupt eine Konisation stattgefunden hat.

Der entnommene Konus kann problemlos bis in die Schnittränder hinein histopathologisch beurteilt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Klaus Graubner